

Anti-Mien1 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, Elisa - Q9BrT3

Artikelnummer: CM0023206



Einführung

Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen menschliches MIEN1, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. MIEN1 spielt eine Rolle bei Zellmigration und Apoptose und wird bei Brust- und Prostatakrebs überexprimiert. Ideal für die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MIEN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	C35, ORB3, XTP4, RDX12, C17orf37, MIEN1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	84299
GeneID	84299
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-115 von menschlichem MIEN1 (NP_115715.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BRT3
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Eisbeutel