

Anti-Mier1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N108

Artikelnummer: CM0020109

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes MIER1, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes und murines MIER1, einen Transkriptionsrepressor, der an der Chromatin-Stilllegung beteiligt ist. Ideal für die Krebsforschung und Studien zur Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MIER1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ER1; MI-ER1; MIER1
Spezies	Human
GeneID (Human)	57708
GeneID	57708
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8N108
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel