


Anti-Mif Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P14174

Artikelnummer: CM0007409



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MIF (Makrophagen-Migrations-Inhibitionsfaktor). Validiert für WB, IHC-P, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Spielt eine Rolle in der angeborenen Immunantwort und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MIF Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	GIF; GLIF; MMIF; MIF
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4282
GenID	4282
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 114-199 von humanem MIF (NP_002406.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14174
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel