

Anti-Miip-Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q5Jxc2

Artikelnummer: CM0018256

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MIIP (IIP45) für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Ratte. Geeignet für Studien zur Invasion und Migration von Krebszellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MIIP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	IIP45; MIIP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	60672
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 279-388 des humanen MIIP (NP_068752.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q5JXC2
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlakku