

Anti-Mineralocorticoid-Rezeptor (Nr3C2) Kaninchen Pab - P08235

Artikelnummer: CM0029293



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen den humanen Mineralocorticoid-Rezeptor (NR3C2), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für die Mineralocorticoid-Signalweg- und Hypertonie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mineralocorticoid-Rezeptor (NR3C2) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MR; MCR; MLR; NR3C2VIT; Mineralocorticoid-Rezeptor (NR3C2)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4306
Gen-ID	4306
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 450-600 des humanen Mineralocorticoid-Rezeptors (NR3C2) (NP_000892.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08235
Proteingewicht	107kDa
Versand	Eisbeutel