


Anti-Mios (Mio, Sea4, Yulink) Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nxc5

Artikelnummer: CM0023587



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen MIOS (MIO, Sea4, Yulink), eine Komponente des GATOR2-Komplexes in der mTOR-Signalübertragung. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Krebs- und Neurobiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MIOS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MIO; Sea4; Yulink; MIOS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54468
GenID	54468
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 556-875 von menschlichem MIOS (NP_061878.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NXC5
Proteingewicht	99 kDa
Versand	Eisbeutel