


Anti-Miox Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Ugb7

Artikelnummer: CM0013233



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches MIOX (Inositol-Oxygenase), validiert für WB, IF-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien an nierenspezifischen Oxidoreduktasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MIOX Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	ALDRL6; MIOX
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	55586
GeneID	55586
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-285 von menschlichem MIOX (NP_060054.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9UGB7
Proteinmasse	33 kDa
Versand	Eisbeutel