

Anti-Mip Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P30301

Artikelnummer: CM0029022

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches MIP (Aquaporin-0). Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur Wasserhomöostase und Adhäsion der Linse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MIP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AQP0; LIM1; MP26; MIP26; CTRCT15; MIP
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4284
GeneID	4284
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von menschlichem MIP (NP_036196.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30301
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel