

Monoklonaler Anti-Mipep-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99797

Artikelnummer: CM0006547

Einführung

MIPEP-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Zielprotein ist die mitochondriale Zwischenpeptidase (Q99797), ideal zur Untersuchung der mitochondrialen Proteinverarbeitung und damit verbundener Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MIPEP-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	MIP; HMIP; COXPD31; MIPEP
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4285
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 511-713 des humanen MIPEP (NP_005923.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q99797
Proteingewicht	81 kDa
Versand	Kühlakku