

Anti-Mi pep Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99797

Artikelnummer: CM0013367

Einführung

MIPEP Kaninchen-pAb validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf mitochondriale Intermediat-Peptidase (81 kDa) ab, geeignet für die Forschung zur mitochondrialen Proteinverarbeitung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MIPEP Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MIP; HMIP; COXPD31; MIPEP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4285
GenID	4285
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 511-713 von humanem MIPEP (NP_005923.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99797
Proteingewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel