

Anti-Mitd1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wv92

Artikelnummer: CM0023949



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MITD1, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt ein 29 kDa Protein, das an der Zytokinese und Abschnürung beteiligt ist. Geeignet für Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MITD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MITD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	129531
Gen-ID	129531
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WV92
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel