


Anti-Mitf Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75030

Artikelnummer: CM0007572



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches MITF (O75030) gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit menschlichem und Ratten-MITF. Geeignet für die Forschung zur Melanozytendifferenzierung, Regulation von Pigmentierungsgenen und Transkriptionsfaktoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MITF Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32; MITF
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4286
Gen-ID	4286
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 402-526 von menschlichem MITF (NP_0013411.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O75030
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel