


Anti-Mitf Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O75030

Artikelnummer: CM0013778



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper, der auf humanes MITF (Mikrophthalmie-assoziiierter Transkriptionsfaktor) abzielt. Validiert für WB und ELISA, reagiert kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. MITF ist ein zentraler Regulator des Überlebens und der Differenzierung von Melanozyten sowie der Melanosomenbiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MITF Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	MI; WS2; CMM8; WS2A; COMMAD; MITF-A; bHLHe32; MITF
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4286
Gen-ID	4286
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 von humanem MITF (NP_937801.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O75030
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel