

Anti-Mitofilin-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q16891

Artikelnummer: CM0006513

Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Mitofilin (MIC60) für Western Blot, IHC, IP und ELISA. Ideal für die Erforschung der Morphologie mitochondrialer Cristae und des MICOS-Komplexes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mitofilin-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	HMP; P87; P89; PIG4; Mic60; PIG52; MINOS2; P87/89; MICOS60; Mitofilin
Art	Mensch
GeneID	10989
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 65–300 des humanen Mitofilins (NP_006830.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q16891
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Eisbeutel