

Anti-Mitofusin-1/Mfn1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iwa4

Artikelnummer: CM0004395



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches Mitofusin-1 (MFN1), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt das 84 kDa Protein und ist geeignet für die Untersuchung von mitochondrialer Dynamik und Fusion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mitofusin-1/MFN1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	hfzo1; hfzo2; Mitofusin-1/MFN1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55669
GenID	55669
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 642-741 von menschlichem Mitofusin-1/MFN1 (NP_284941.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8IWA4
Proteinmasse	84kDa
Versand	Eisbeutel