

## Anti-Mitofusin 2 (Mfn2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O95140

Artikelnummer: CM0018424



### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Mitofusin 2 (MFN2). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu mitochondrialer Dynamik, Fusion und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Mitofusin 2 Kaninchen pAb                                                                                                                           |
| Anmerkungen/Alias | HSG; MARF; CMT2A; CPRP1; CMT2A2; HMSN6A; CMT2A2A; CMT2A2B; Mitofusin 2                                                                              |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                              |
| Gen-ID (Mensch)   | 9927                                                                                                                                                |
| Gen-ID            | 9927                                                                                                                                                |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 70-260 von humanem Mitofusin 2 (NP_055689.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                           |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                              |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                 |
| SWISS             | O95140                                                                                                                                              |
| Proteingewicht    | 86 kDa                                                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                           |