

Anti-Mki67 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für If-P, Ihc-P, Elisa - E9Pvx6

Artikelnummer: CM0031077

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen Maus Ki-67 (Mki67), validiert für IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für Zellproliferations- und Onkologieforschung in IVD-Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Mki67 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	4288
GenID	17345
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1816-2163 von Maus Mki67 (NP_001074586.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	E9PVX6
Proteingewicht	350 kDa
Versand	Eisbeutel