

Anti-Mkks Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Npj1

Artikelnummer: CM0021403

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MKKS (BBS6) für Western Blot und ELISA. Erkennt ein 62 kDa Molekularchaperon, das an der BBSomen-Assembly und der Ciliogenese beteiligt ist. Validiert in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MKKS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KMS; MKS; BBS6; HMCS; MKKS
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8195
Gen-ID	8195
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 221-570 von humanem MKKS (NP_740754.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NPJ1
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel