


Anti-Mkl1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q969V6

Artikelnummer: CM0018318



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MKL1 (MRTF-A, MAL) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegen Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Regulation von Cytoskelett-Genen, der Zellmigration und der SRF-vermittelten Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MKL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAL; MKL; BSAC; MKL1; MRTF-A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57591
Gen-ID	57591
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von humanem MKL1 (NP_065882.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q969V6
Proteinmasse	99 kDa
Versand	Eisbeutel