


Anti-Mkl1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969V6

Artikelnummer: CM0028678



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MKL1 (MRTF-A/MAL/BSAC) gerichtet ist, für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes MKL1. Ideal für die Forschung zur Regulation von Cytoskelett-Genen und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MKL1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAL; MKL; BSAC; MKL1; MRTF-A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57591
GenID	57591
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von humanem MKL1 (NP_065882.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q969V6
Proteingewicht	99kDa
Versand	Eisbeutel