

Anti-Mkl2 (Mrtfb) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ulh7

Artikelnummer: CM0016867

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper, erzeugt gegen rekombinantes humanes MKL2 (MRTFB). Validiert für Western Blot (118 kDa) und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber humanen und murinen Proben. Geeignet für die Forschung zur SRF-Koaktivierung und Muskelentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MKL2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MKL2; MRTF-B; NPD001
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	57496
GeneID	57496
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 170-300 des humanen MKL2 (NP_054767.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9ULH7
Proteingewicht	118 kDa
Versand	Eisbeutel