

Anti-Mkln1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9UI63

Artikelnummer: CM0018438



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes MKLN1 (Muskelin, TWA2), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Erforschung des CTLH-Komplexes, Zellausbreitung und THBS1-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MKLN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TWA2; MKLN1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	4289
Gen-ID	4289
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 436-735 von humanem MKLN1 (NP_037387.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9UL63
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel