


Anti-Mknk1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bub5

Artikelnummer: CM0024320



Einführung

MKNK1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten MKNK1, eine Kinase, die über EIF4E-Phosphorylierung die Translation in Stress- und Zytokinantworten reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MKNK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MNK1; MKNK1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	8569
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 374-465 von humanem MKNK1 (NP_003675.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BUB5
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eistasche