

Anti-Mkp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P28562

Artikelnummer: CM0023303



Einführung

Anti-MKP1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt humanes und murines MKP1. Rekombinantes Immunogen innerhalb der Aminosäuren 267-367. Ideal für die Untersuchung der MAP-Kinase-Signalübertragung und der Stressantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MKP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HVH1; MKP1; CL100; MKP-1; PTPN10
Spezies	Human
Gen-ID	1843
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 267-367 von humanem MKP1 entspricht (NP_004408.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P28562
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel