

Anti-Mkp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P28563

Artikelnummer: CM0021745

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen Maus-MKP1 (DUSP1) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. MKP1 ist eine nukleäre duale Spezifitäts-Phosphatase, die ERK2 dephosphoryliert und den meiotischen Zellzyklus reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MKP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	erp, MKP1, mkp-1, 3CH134, Ptpn16
Spezies	Maus
GenID	19252
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-172 von Maus-MKP1 (NP_038670.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P28563
Protein-Molekulargewicht	39kDa
Versand	Eisbeutel