

Anti-Mkrn3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13064

Artikelnummer: CM0023240

Einführung

MKRN3 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der aus Kaninchen gewonnen wird und die humane MKRN3 E3-Ubiquitin-Ligase erkennt. Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert er mit humanem und murinem Protein. Für Forschung zur Pubertätszeit und Ubiquitinierungswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MKRN3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CPPB2; D15S9; RNF63; ZFP127; ZNF127; MKRN3
Spezies	Human
GeneID (Human)	7681
GeneID	7681
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von humanem MKRN3 (NP_005655.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q13064
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel