

Anti-Mks1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nxb0

Artikelnummer: CM0030509

Einführung

MKS1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. 65 kDa Protein. Ideal für Studien zu Zilien und Ziliopathien. – Q9NXB0

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MKS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MES; MKS; BBS13; POC12; JBTS28; MKS1
Spezies	Human
GeneID (human)	54903
GeneID	54903
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz der Aminosäuren 150-300 des humanen MKS1 entspricht (NP_060247.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NXB0
Protein-Gewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel