

Anti-MLD Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15121

Artikelnummer: CM0003347

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humane Sphingolipid-Delta(4)-Desaturase DES1 (MLD/DEGS1) gerichtet ist, für WB und ELISA. Ideal für die Forschung an Lipidstoffwechsel und Leukodystrophie. Validiert in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MLD Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MLD; DEGS; DES1; Des-1; FADS7; HLD18; MIG15; DEGS-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8560
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von humanem MLD (NP_003667.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15121
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel