


Anti-MLF1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P58340

Artikelnummer: CM0028752



Einführung

Kaninchen anti-MLF1 polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA, der menschliches und murines MLF1 erkennt. MLF1 reguliert die hämatopoetische Linienbindung, den Zellzyklus und die Differenzierung. Geeignet für Studien zu Leukämie und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MLF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MLF1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4291
GeneID	4291
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-268 des menschlichen MLF1 (NP_071888.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P58340
Proteinmasse	31kDa
Versand	Eisbeutel