


Anti-MLF1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P58340

Artikelnummer: CM0013101



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MLF1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des myeloischen Leukämiefaktors 1 bei der hämatopoetischen Differenzierung, der Regulation des Zellzyklus und der Funktion von Transkriptionsfaktoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	MLF1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MLF1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4291
GeneID	4291
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-268 des humanen MLF1 (NP_071888.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P58340
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel