

Anti-MLF2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15773

Artikelnummer: CM0016335

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes MLF2, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Detektiert humanes, Maus- und Ratten-MLF2. Geeignet für die Leukämie- und Zellbiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MLF2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	NTN4; MLF2
Spezies	Human
GeneID (Human)	8079
GeneID	8079
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-65 des humanen MLF2 (NP_005430.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15773
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel