


Anti-Mlh1 Monoklonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Wb, Elisa - P40692

Artikelnummer: CM0007159



Einführung

KO validierter murine monoklonaler Antikörper gegen das menschliche DNA-Mismatch-Reparaturprotein Mlh1 (MLH1), geeignet für Western Blot und ELISA. Zielt auf eine Schlüsselkomponente der MMR ab, die in der Forschung zu kolorektalem Karzinom eine Rolle spielt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] MLH1 Maus mAb
Bemerkungen/Alias	FCC2; COCA2; HNPCC; MLH-1; hMLH1; HNPCC2; LYNCH2; MMRC51; H1
Spezies	Maus
GenID	4292
Immunogen	Rekombinantes Protein des menschlichen MLH1
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40692
Proteinmasse	85 kDa
Versand	Eisbeutel