

Anti-MLh3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uhc1

Artikelnummer: CM0004492

Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes MLH3 (DNA-Mismatch-Reparaturprotein MLh3) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human und Maus. Ideal für die DNA-Reparatur- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MLH3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	HNPCC7
Spezies	Human
GenID (Human)	27030
GenID	27030
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1190-1389 von humanem MLH3 (NP_001035197.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9UHC1
Proteingewicht	164kDa
Versand	Eisbeutel