

Anti-MLKL Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Nb16

Artikelnummer: CM0010885



Einführung

Maus-monoklonaler Antikörper gegen menschliches MLKL, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches und murines MLKL, einen 54 kDa großen Nekroptose-Mediator. Ideal für Forschung zum Zelltod.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] MLKL Maus mAb
Anmerkungen/Alias	hMLKL
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	197259
GenID	197259
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisiertes Peptid abgeleitet von menschlichem MLKL.
Quelle	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8NB16
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel