

Anti-MLKL Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8Nb16

Artikelnummer: CM0011895



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes MLKL (hMLKL) für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Forschung zu Nekroptose und programmierter Zelltod. Proteinmasse 54 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MLKL Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	hMLKL
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	197259
GenID	197259
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 369–471 des humanen MLKL (NP_689862.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8NB16
Proteinmasse	54 kDa
Versand	Eisbeutel