


Anti-MLKL Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9D2Y4

Artikelnummer: CM0026889



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen Maus-MLKL (Protein mit gemischter Linienkinase-Domäne) gerichtet ist und für WB, IF-P, IHC-P und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit humanem MLKL. Ideal für Studien zur Nekroptose und zum Zelltod.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MLKL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	9130019I15Rik; MLKL
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	197259
Gen-ID	74568
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-53 von Maus-MLKL (Q9D2Y4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9D2Y4
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel