

Anti-MLkl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Q8Nb16

Artikelnummer: CM0023728



Einführung

MLKL Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MLKL (~54 kDa) gerichtet ist. Er ist anwendbar für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Nekroptose und programmiertem Zelltod.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MLKL Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	hMLKL; MLKL
Spezies	Human
Gen-ID	197259
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 369-471 von humanem MLKL (NP_689862.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8NB16
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel