


Anti-MLL5/Kmt2E Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q8Izd2

Artikelnummer: CM0028702



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches MLL5 (KMT2E). Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit menschlichem, murine und Ratten-MLL5. Geeignet für Studien zu Hämatopoese, Zellzyklus und Chromatinregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MLL5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MLL5; Nkp44L; ODLURO; SETD5B; HDCMC04P
Spezies	Mensch
GeneID	55904
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 200-500 des menschlichen MLL5 (NP_061152.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IZD2
Proteingewicht	205 kDa
Versand	Eisbeutel