

Anti-MLLT1/ENL Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q03111

Artikelnummer: CM0022966



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes MLLT1/ENL, einen Chromatin-Leser mit YEATS-Domäne, gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Chromatin- und Leukämieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MLLT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ENL; LTG19; YEATS1; MLLT1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4298
Gen-ID	4298
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 190-270 von humanem MLLT1 (NP_005925.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q03111
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel