

Anti-MLLT3/AF9 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P42568

Artikelnummer: CM0005596



Einführung

Hochwertiger Anti-MLLT3/AF9 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Spezifisch für menschliches MLLT3/AF9, ein Chromatin-Leser im Super-Elongations-Komplex, der für die Transkriptionsregulation und die Erhaltung hämatopoetischer Stammzellen unerlässlich ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MLLT3/AF9 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	AF9; YEATS3; MLLT3/AF9
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4300
GenID	4300
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-150 des menschlichen MLLT3/AF9 (NP_004520.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P42568
Proteingewicht	63 kDa
Versand	Eisbeutel