


Anti-MLN Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P12872

Artikelnummer: CM0030170



Einführung

Anti-MLN polyklonaler Antikörper, hergestellt in Kaninchen, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes und murines Promotilin, ein sezerniertes Hormon, das die gastrointestinale Motilität reguliert. Ideal für die gastrointestinale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MLN Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MLN; Motilin
Spezies	Human
GeneID (human)	4295
GeneID	4295
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-115 von humanem MLN (NP_002409.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P12872
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel