

Anti-Mlph Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bv36

Artikelnummer: CM0025300

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen menschliches MLPH (Melanophilin), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für Studien zum Melanosomtransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MLPH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SLAC2-A; MLPH
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79083
Gen-ID	79083
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BV36
Proteinmasse	66 kDa
Versand	Eisbeutel