


## Anti-MLST8 Poliklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bvc4

Artikelnummer: CM0014603



### Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen MLST8 (GbetaL/mLST8), eine Untereinheit von mTORC1 und mTORC2; validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Nährstoff-Signalisierung und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | MLST8 Kaninchen pAb                                                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | GBL; LST8; POP3; WAT1; GbetaL; MLST8                                                                                  |
| Art               | Mensch                                                                                                                |
| Gen-ID            | 64223                                                                                                                 |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-326 von menschlichem MLST8 (NP_001186103.1) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                             |
| Kategorie         | Poliklonale Antikörper                                                                                                |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                   |
| SWISS             | Q9BVC4                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 36kDa                                                                                                                 |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                             |