


Anti-Mlst8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bvc4

Artikelnummer: CM0016819



Einführung

KD-validierter kaninchener polyklonaler Antikörper, der gegen MLST8 (GbetaL, mLST8) gerichtet ist und für Western Blot und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte geeignet ist. Erkennt die mTOR-Komplex-Untereinheit MLST8, die für das Zellwachstum und das Überlebenssignal wesentlich ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] MLST8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GBL; LST8; POP3; WAT1; GbetaL; [KD Validiert] MLST8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	64223
GenID	64223
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-326 von humanem MLST8 (NP_001186103.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BVC4
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel