


Anti-Mmachc Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y4U1

Artikelnummer: CM0017560



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes MMACHC (cbIC), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für Studien zum Cobalamin-Stoffwechsel und zum Methylierungsweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMACHC Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	cbIC; MMACHC
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	25974
Gen-ID	25974
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 63-282 von humanem MMACHC (NP_056321.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y4U1
Proteinmasse	32 kDa
Versand	Eisbeutel