


Anti-Mmp1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P03956

Artikelnummer: CM0006753



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes MMP1 (Kollagenase), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanem MMP1 sowie MMP1 aus Maus und Ratte. Ein wichtiges Reagenz für die Erforschung des Abbaus der extrazellulären Matrix und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP1-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CLG; CLGN; MMP1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	4312
GeneID	4312
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 93-210 des humanen MMP1 (NP_002412.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P03956
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Kühlakku