


Anti-Mmp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P03956

Artikelnummer: CM0018522



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MMP1 (interstitielle Kollagenase). Validiert für WB und ELISA; Immunogen umfasst aa 20-280. Ideal für die Kollagenabbau- und Extrazellulärmatrix-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLG; CLGN; MMP1
Spezies	Human
GenID (Human)	4312
GenID	4312
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-280 von humanem MMP1 (NP_002412.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P03956
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel