


Anti-Mmp10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09238

Artikelnummer: CM0026594



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MMP10 (Stromelysin-2, SL-2, STMY2). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung der extrazellulären Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SL-2; STMY2; MMP10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4319
GenID	4319
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 237-476 von humanem MMP10 (NP_002416.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P09238
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel