

Anti-Mmp11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P24347

Artikelnummer: CM0028467

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes MMP11 (Stromelysin-3, Matrix-Metalloproteinase-11) für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt Aminosäuren 239-488. Impliziert im Fortschreiten epithelialer Malignome.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ST3; SL-3; STMY3; MMP11
Spezies	Human
GeneID (human)	4320
GeneID	4320
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 239-488 von humanem MMP11 (NP_005931.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P24347
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel