

Anti-Mmp12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P39900

Artikelnummer: CM0023831



Einführung

MMP12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Zielt auf Makrophagen-Metalloelastase, beteiligt an Geweberemodellierung und Elastolyse. Ideal für Entzündungs- und ECM-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	MMP12 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ME; HME; MME; MMP-12; MMP12
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4321
Gen-ID	4321
Immunogen	Synthetisches Peptid (Aminosäuren 200-300 von humanem MMP12, NP_002417.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P39900
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel